

medw|ork®




icus

Das **neue Design** der **ICUS**-Injektionsnadeln spiegelt den steigenden Anspruch an Ergonomie und Funktionalität im klinischen Alltag wider. Dabei bieten sie genau das, worauf es ankommt: Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Sichere Nadelführung

Die abgeschirmte Nadel verhindert Beschädigungen am Arbeitskanal. Dabei bleibt die zentrische Ausrichtung im Katheter auch in abgewinkelter Endoskopposition gewährleistet.



Leichtgängige Punktion

Der bewährte Lanzettenschliff der Nadel erleichtert Ihnen den leichtgängigen Einstich in das Gewebe.



Taktiler Feedback und ergonomisches Design

Spüren Sie deutlich das Einrasten der Nadel in ein- und ausgefahrener Position.



Einmal-Injektionsnadeln

Produktnummer	Ø Nadel	Nadelhub	Ø Tubus	Länge	VE
INJ1-A1-05-5-18-180	0,5 mm	5 mm	1,8 mm	180 cm	10
INJ1-A1-07-4-23-230	0,7 mm	4 mm	2,3 mm	230 cm	10
INJ1-A1-07-5-18-180	0,7 mm	5 mm	1,8 mm	180 cm	10
INJ1-A1-07-5-23-180	0,7 mm	5 mm	2,3 mm	180 cm	10
INJ1-A1-07-5-23-230	0,7 mm	5 mm	2,3 mm	230 cm	10
INJ1-A1-07-8-23-230	0,7 mm	8 mm	2,3 mm	230 cm	10
INJ1-A1-09-5-23-180	0,9 mm	5 mm	2,3 mm	180 cm	10
INJ1-A1-09-5-23-230	0,9 mm	5 mm	2,3 mm	230 cm	10

Einmal-Injektionsnadeln für die Ballon-Enteroskopie

Produktnummer	Ø Nadel	Nadelhub	Ø Tubus	Länge	VE
INJ1-A1-07-5-18-260	0,7 mm	5 mm	1,8 mm	260 cm	10
INJ1-A1-07-5-23-260	0,7 mm	5 mm	2,3 mm	260 cm	10