



JAZZ

Kit de valve et pistons à usage unique



JAZZ

Kit de valve et pistons à usage unique

Le seul kit comprenant valve et pistons à usage unique recommandé par **FUJIFILM** pour les endoscopes de la série 700 ELUXEO



Les avantages en bref

- ✓ Protection contre les infections et les contaminations croisées pour le patient et l'utilisateur
- ✓ Travail facilité et gain de temps dans le retraitement des endoscopes
- ✓ Aucun risque dû au nettoyage, au séchage et au stockage
- ✓ Traçabilité rapide et fiable du patient grâce à une étiquette supplémentaire avec les données du produit
- ✓ Efficacité des valves assurée lors de chaque utilisation

Code produit	Référence	Description	Qté
② VAL1-G7-50	502562	Kit de valve et pistons à usage unique pour endoscopes Fujifilm (Série G7), également compatible avec les ED-580XT et EI-580BT, contenant : piston air/eau, piston d'aspiration et valve à biopsie FROG.	50